




Model 3 數位X光攝影系統



iRay 1717
大尺寸平板探測器



Canon 大熱容量管球
連續拍攝功能強大





低輻射 高成像

智能優化條件設定，解決拍攝條件複雜選擇，實現低輻射高成像

一目了然 輕鬆診斷

還原肺紋理，軟組織及骨骼真實成項細節層次密度



規格

Detector iRay

探測器類型	Amorphous Silicon
閃爍體類型	CSI
成像尺寸	17"x17"
像素尺寸	3072 × 3072
像素矩陣	139μm
A/D 轉換	16bit
空間解析度	3.6lp/mm

Generator

電源電壓	220V
輸出功率	32kW
最高管電壓	125kV
mA 範圍	10-400mA

Tube Canon E7239X

焦點尺寸	1.0/2.0
陽極熱容量	140kHU
焦點功率 50Hz	大焦點 42.5kW 小焦點 21kW
陽極角度	16 degrees

Tube Stand

尺寸	2125mm(H)
SID 移動範圍	310-1010mm
球管旋轉角度	±90°

Table 4-Way

桌面材質	高級康貝特(耐磨、防水)
桌面尺寸	1200×610×802(H)mm
承重力	≤150KG
移動範圍	縱向 70mm±10mm 橫向380mm±10mm

電腦工作站

顯示器	Dell 23.8"
電腦作業系統	Windows10、8G記憶體、 256固態+1T硬碟

影像採集處理軟體系統

處理工具軟體包 (裁剪、縮放、放大鏡、旋轉、翻轉、亮度對比度、長度角度尺、文字標注、圖形標注、快速搜索系統、JPG、BMP、DICOM 圖像輸出、數據備份載入等)

