



UniFusion SP50 Vet 注射幫浦

MedRena公司為動物市場提供便攜式精確輸液治療解決方案。UniFusion SP50 Vet 動物用注射幫浦，4.3寸彩色大觸摸屏。IP34防水設計，操作非常簡單。可使用內建電池供電，也可連直流或交流電源，該款為獸醫的日常需求提供精準，安全，易用和多功能輸液解決方案。

- ◆ 可自動識別注射器規格 (5ml,10ml,20ml,30ml,50/60ml)
- ◆ 系統可內置20個不同的注射器品牌
- ◆ 4.3寸彩色大觸摸屏，高靈敏度，可以直接編輯參數
- ◆ 3種輸液模式:速度模式，時間模式，體重模式
- ◆ 輸液速度為0.1-1500ml/h，流速步進速度為0.01ml/h
- ◆ 微量模式，可以設置最大流速，更安全
- ◆ 雙CPU更安全，多達15種劑量單位可選擇
- ◆ 通訊端口：IrDA, WiFi, 護士呼叫, RS232, 數據輸出等
- ◆ 多達5000條歷史記錄，可連接USB數據線導出到電腦
- ◆ 電池工作時間5.5小時,可選配雙電池, 高達11小時(@5ml/h)
- ◆ IP34, 360度防濺水，更安全
- ◆ 內置手柄設計，泵之間可鎖定單手移動



輸液更安全 操作更簡單



UniFusion SP50 Vet

基本參數	
外觀尺寸	242*126*111
重量	約 1.7kg
屏幕	4.3" 彩色觸摸屏
輸液精度	±5%
流速範圍	0.1-1500 ml/h
VTBI	0-9999.99 ml
劑量單位	多達15種
濃度計算	自動
快進速度	0.1-1500 ml/h (手動或自動)
KVO速度	0.1-5.0 ml/h可選擇
輸液模式	3種輸液模式:速度模式, 時間模式, 體重模式 自動識別注射器規格(5ml,10ml,20ml,30ml,50/60ml)
移動手柄	內置
藥物種類	不少於30種
排氣	用於移除管路氣泡
流量設置	可在綫改變流速, 不停止注射
微量模式	支持
待機模式	可調節時間為99h59m
DERS	支持
屏幕鎖定	可用並可選擇時間
阻塞等級	3個等級可選擇 (300mmhg~900mmhg)
快進功能	自動
歷史記錄	多達5000條
報警信息	預置量接近完成, 預置量完成, 管路阻塞, 電池電量低, 電池耗盡 無外部電源, 遺忘操作, KVO完成, 檢查注射器安裝, 注射器排空, 待機時間結束, 系統錯誤等
安全	
交流電源	AC:110V-240V,50/60Hz
電池工作時間	5.5小時,可選配雙電池,高達11小時(@5ml/h)
充電時間	< 5小時
電氣類別	Clase I,CF
防護等級	IP 34, 360°安全防濺水
接口	
IrDA紅外	選配
數據傳輸	USB
滴速傳感器	支持
無線	可選配WiFi
直流電源	DC 12V
RS232	支持
護士呼叫	支持

